

Gene Pulser Xcell コンプリートシステム 使用説明会

9階 P2実験室(D91-09)のエレクトロポレーター(微生物用) Gene Pulser Xcell PCシステム(Bio-Rad)に、新たに「CE module」が導入され、細胞・微生物用として併用可能になりました。以下の要領で使用説明会を開催します。予約不要です。ぜひご参加ください。

日時**平成30年11月22日(木)****15:00 ~ 16:00 (予約不要)****会場****共同研究棟9階 P2実験室 (D91-09)****装置****エレクトロポレーター
Gene Pulser Xcell
コンプリートシステム
(Bio-Rad)****内容****Gene Pulser Xcell の使用説明・質疑応答など**

～Gene Pulser Xcell コンプリートシステムの特徴～

- ①PC moduleに加えて、CE moduleを追加：
大腸菌・細菌などの微生物に加え、細胞にも使用可能。
- ②1台で減衰波と矩形波の選択が可能：
選択した波形に応じて、時定数、印加される実際の電圧、パルス間隔やパルス時間などの出力パラメータが変更可能。
- ③プロトコルが設定済み：
最も一般的な哺乳動物細胞型、細菌型のプロトコルが設定済み。