

ThermoFisher
SCIENTIFIC

超微量紫外可視分光光度計

NanoDrop One^C 使用説明会

NanoDrop 2000を最新型のNanoDrop One^Cに更新します。
基本操作・注意点などに加えて新機能Acclaroインテリジェンステクノロジーについて、メーカー担当者より模擬サンプルを用いてご説明いただきます。
持込みサンプルによる測定も可能です。この機会にぜひご参加ください。

日 時

令和5年 **1**月 **17**日 (火)**14:00~16:00**

※ 事前申込み不要。
随時説明を行います。
都合のよい時間帯にご参加ください。



場 所

共同研究棟9階 測定室1 (D91-08)

演 者

サーモフィッシャーサイエンティフィック
バイオサイエンス事業部 中山 岳 氏

対象機器

超微量紫外可視分光光度計

ThermoFisher Scientific NanoDrop One^C

- Acclaro インテリジェンステクノロジー搭載
 - サンプル中のコンタミネーションの自動検出・補正
 - サンプル中の気泡や異常をモニターしアラート表示
 - dsDNA中のRNAおよび、RNA中のdsDNA含有量を予測して正確な濃度を表示
- タッチスクリーンディスプレイを装備
- キュベット測定可能

