

❖ 採取容器へのラベル添付方法

<p><b>長いスピッツ</b> (茶、緑、黒、モカ、ピンクなど)</p> <p>ラベルの高さ注意 ゴムキャップの先端が完全に見える位置</p> <p>ゴムキャップの先端が完全に見える位置で貼ってください○</p> <p>斜めに貼らない× 横向きに貼らない×</p>	<p><b>コップ小</b> (新鮮尿)</p> <p>ラベルの高さ注意 ラベル上部が150mlラインより下</p> <p>ラベルの上部が「150mlライン」より下で貼ってください○</p> <p>カップの蓋に貼らない× 横向きに貼らない×</p>
<p><b>短いスピッツ</b> (ED2K紫など)</p> <p>ラベルの高さ注意 ゴムキャップの先端がすべて隠れる位置</p> <p>ゴムキャップの先端がすべて隠れる位置で貼ってください○</p> <p>斜めに貼らない× 横向きに貼らない×</p>	<p><b>滅菌コップ</b></p> <p>コップ側面に縦向きに貼ってください○</p> <p>コップの蓋に貼らない× 横向きに貼らない×</p>
<p><b>滅菌短T</b> (滅菌試験管もこれに準じる)</p> <p>スピッツの中央部に縦向きに貼ってください○</p> <p>斜めに貼らない× 横向きに貼らない×</p>	<p><b>滅菌綿棒</b></p> <p>綿棒の中央部に縦向きに貼ってください○</p> <p>キャップ上に貼らない× 横向きに貼らない×</p>
<p><b>注射器</b> (血液ガス)</p> <p>シリンジ外筒部に貼ってください○</p> <p>コップ等に貼らない× シリンジ内筒部に貼らない× 巻き付けて貼らない×</p>	<p><b>血液培養ボトル</b></p> <p>ボトルの中央部に縦向きに貼ってください○</p> <p>細い部分にまきつけない× 斜めに貼らない× 横向きに貼らない×</p>