

～エッペンドルフより以下のお知らせがありましたので、ご案内いたします～

エッペンドルフ社製マイクロピペット 無料点検のご案内

日頃より、エッペンドルフ社製マイクロピペットをご愛用頂き、誠にありがとうございます。

この度、弊社スタッフによるピペットの無料点検サービスを実施させて頂くことになりました。ぜひこの機会に、普段ご使用のピペットをメンテナンスして、リフレッシュしませんか？



1. お申込み方法 ※研究室ごとにお申込みください。

- ① 研究室の代表者さまをご決定ください。
- ② 下記、弊社担当者あてに
 - ・ 研究室の代表者さま氏名
 - ・ ご所属
 - ・ ピペットの本数 をメールにてご連絡ください。

エッペンドルフ株式会社 担当：中園
nakazono.m@eppeendorf.jp

※お申込み期限：
平成30年4月27日

- ③ 弊社からの返信メールを以って、受付完了といたします。
返信メールにてご案内する日時に、会場までピペットをお持ちください。
 ※**当日中のご返却は15:00受付分まで（上限100本まで）となります。**
 ※お申込み本数が予定数(200本)に達した時点で、受付を締め切らせて頂きます。
 ※依頼数によっては翌日のご返却になる場合がございます。ご了承ください。

2. 点検開催日時

日時：平成30年 5月7日13:00~16:00（当日返却は15:00受付まで）
5月8日 10:00~16:00（受付終了は15:00まで）

開催場所：大阪大学大学院医学系研究科共同研究棟8階 8階顕微鏡室1(D81-04)

3. マイクロピペット点検内容

- ① 動作チェック及び、エア漏れの有無のチェックを行います。
- ② ピストンのクリーニングとグリスアップを行います。
 ※キャリブレーションは行いません。
 ※修理が必要なピペットには、ご案内を添付してご返却いたします。
 ※修理をご希望の際は、弊社代理店を通してご依頼ください。

4. ご注意及びお願い

- ピペット4720、連続分注ピペット4780、4980、4981は、動作チェックのみの実施とさせていただきます。
- 点検にお出しいただくピペットは、人体に有害な物質に汚染されていないことをご確認いただいた上、お持ちください。
- 本点検サービスの対象は、エッペンドルフ社製マイクロピペットに限らせていただきます。



ピペット4720



連続分注ピペット
4780



連続分注ピペット
4980、4981