

共同研デモのお知らせ

『イメージングフローサイトメーター
デモンストレーションのご案内』

「イメージングフローサイトメーター FlowSight」の実機によるデモを以下のとおり実施します

日時	平成30年12月4日(火) ①10:00 - 12:30 ②13:30 - 16:00
	5日(水) ①10:00 - 12:30 ②13:30 - 16:00
	6日(木) ①10:00 - 12:30 ②13:30 - 16:00
	(※予約制)
場所	共同研究棟6階 データ解析室 (D61-08)
内容	持ち込みサンプルによる実機を用いたデモと取扱説明 メーカーサンプルでも対応可能です (※共同研職員も立ち会います)
装置	イメージングフローサイトメーター FlowSight (Merck) スペック ・ 405, 488, 642 nmの3レーザー、10カラーの装置 ・ DAPI or Hoechst, FITC, PE, PI, PE-Cy5, APC, PE-Cy7など ・ 20倍 対物レンズ搭載 細胞間相互作用や核移行解析などに最適

デモンストレーションサンプル調製について

- 測定には、Isotypeコントロール(もしくは、未染色サンプル)と各単染色のサンプルをご準備下さい。
※励起レーザーが異なる場合でも単染色をご準備下さい。
- サンプルは、細胞濃度 2.0×10^7 cells/mL程度の懸濁液を、
50 μ L ~ 200 μ Lご準備下さい。
※通常のフローサイトメーターと比較して最適細胞濃度が1オーダー程度濃くなっております。

＜申込方法＞ 1) 所属、2) 氏名、3) 内線、4) メールアドレス、5) 希望日時
を下記申込先までメールでお知らせください

＜申込先＞ メルク株式会社 営業 小暮まで
E-mail: hiroyuki.kogure@merckgroup.com

＜申込期限＞ デモ希望日の前日まで
日程調整後、実施日等をメルク担当者よりご連絡いたします。



FlowSight (Merck)

デモ機やサンプルに関する問合せ:
メルク株式会社 営業 小暮
Tel.: 080-6257-0505
Mail: hiroyuki.kogure@merckgroup.com

＜デモ装置の導入は未定です＞

問合せ: 共同研究実習センター 管理室
(担当: 井内 内線3797、山崎 内線3794)