

# エッペンドルフ社製マイクロピペット 無料点検のご案内

日頃より、エッペンドルフ社製マイクロピペットをご愛用して頂きまして、誠にありがとうございます。この度、エッペンドルフによるピペットの無料点検を実施させて頂くことになりました。この機会にピペットの無料点検を活用して頂ければと存じます。

また、令和元年12月末日をもちましてサポートが終了するマイクロピペットもございます。恐れ入りますが、裏面をご確認の上、無料点検をご活用いただければと存じます。

## 1. 開催日時と場所

日時：令和元年 5月20日（月）13:00~16:00  
5月21日（火）10:00~16:00

開催場所：大阪大学大学院医学系研究科  
共同研究棟8階 8階顕微鏡室1(D81-04)



## 2. お申込み方法 ※研究室単位でまとめてお申し込みをお願いします。

①以下の情報を、メールでお送り下さい。

- ・研究室名
- ・代表者の方の氏名
- ・マイクロピペットの本数（エッペンドルフ社製マイクロピペットに限らせて頂きます。）
- ・希望日時（あればご指定お願いします。なければこちらから指定させて頂きます。）

※1日に受け付けられる本数に限りがございますので、ご希望の日は先着順とさせていただきます。ご希望に添えない場合は、日程の変更をお願いする場合がございます。

メールの送り先

エッペンドルフ株式会社 谷口  
taniguchi.a@eppeendorf.jp

②弊社からの返信メールを以って、受付完了と致します。  
返信メールにてご案内する日時に、ピペットをお持ち下さい。

③お申込み期限は、5月14日とさせていただきます。

## 3. 点検内容

- ・動作チェック、エアリー漏れの有無の確認
- ・ピストンのクリーニングとグリスアップ

※校正は行いません。ご了承下さい。

※ピストンのクリーニングとグリスアップをする際は、ピペットの分解を行います。

※修理が必要なピペットには、ご案内を添付して返却いたします。

※修理をご希望の際は、弊社代理店へお申込み下さい。



## 4. ご注意およびお願い

・一部のピペット（ピペット4720、手動の連続分注器、電動の連続分注器等）は、動作確認のみの実施とさせていただきます。



ピペット4720



マルチピペット4780



マルチピペットプラス4981



マルチピペットM4



マルチピペットE3(x)

・人体に有害な物質で汚染されていないことを確認されたピペットをお出し下さい。

# 修理メンテナンスサポート終了製品のお知らせ

拝啓 早春の候、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素はエッペンドルフ製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて弊社では、2019年12月末日をもちまして、下記に記載しておりますピペット3機種の修理サポート業務を終了させていただきます。

検定のみ、JCSS校正のみ（メンテナンス、修理および容量調整を除く）のサービスは引き続きご利用いただけます。

修理サポート業務終了に伴い、該当機種の間年契約受付も本年6月末をもちまして終了となりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

現在、弊社では対象となる機種に対応した後継機種を販売しております。下取り交換をご利用いただけますと特別価格でのご提供となりますので、ご検討いただけますと幸いです。詳しくは現行品対応表および下取り特価対応製品一覧をご覧ください。

お客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒事情ご賢察の上、ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。

長らくのご利用、誠にありがとうございました。今後ともご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします。

敬具

記

現行品対応表

修理サポート終了製品		現行品	
	リサーチ F/V/M (型番 : 3111, 3112, 3114) 販売終了 : 2011 年		リサーチプラス F/V/M (型番 : 3121, 3120, 3122)
	リファレンス (型番 : 4900, 4910) 販売終了 : 2014 年		リファレンス 2 F/V/M (型番 : 4921, 4920, 4922)
	リサーチプロ 1-ch, 8-ch, 12-ch (型番 : 4860) 販売終了 : 2009 年		Eppendorf Xplorer / Xplorer plus 1-ch, 8-ch, 12-ch (型番 : 4861)

以上