

卓上型セルソーター CytoFLEX SRT

デモンストレーション開催のご案内

レーザー	検出フィルター	蛍光色素/蛍光タンパク (一例)
405nm	450/45BP	Pacific Blue™, V450
		eFluor™ 450, BV421
	525/40BP	Krome Orange, AmCyan
	610/20BP	BV605, Qdot® 605
	660/20BP	BV650, Qdot® 655
488nm	780/60BP	BV785, BV786, Qdot® 800
		FITC, Alexa Fluor™ 488,
		CFSE, Fluo-3
561nm	525/40BP	PC5.5, PC5, PerCP,
	690/50BP	PerCP-Cy5.5, PI
	585/42BP	PE, PI, DsRed, tdTomato
	610/20BP	ECD, PE-Texas Red®,
	675/30BP	PE-CF594, PI, mCherry
638nm	780/60BP	PC5.5, PC5, PerCP,
		PerCP-Cy5.5, PI
		PC7
	660/10BP	APC, Alexa Fluor™ 647,
		eFluor™ 660
	712/25BP	APC-A700, Alexa
		Fluor™ 700
	763/43BP	APC-A750, APC Cy7, APC-H7,



最大4レーザー15チャンネル

最新卓上型セルソーターの実機デモを以下の通り実施いたします。

7月27日(火)

13:30 ~ 14:30	①CytoFLEX SRT プレゼンテーション	7階セミナー会議室(D71-09)	20名様
15:00 ~ 17:00	②CytoFLEX SRT デモンストレーション (メーカーサンプル)	6階データ解析室(D61-08)	5名様

7月28日(水)

10:00 ~ 12:00	③CytoFLEX SRT デモンストレーション	6階データ解析室(D61-08)	1組
14:00 ~ 16:00	④CytoFLEX SRT デモンストレーション	6階データ解析室(D61-08)	1組

7月29日(木)

10:00 ~ 12:00	⑤CytoFLEX SRT デモンストレーション (メーカーサンプル)	6階データ解析室(D61-08)	5名様
13:30 ~ 14:30	⑥CytoFLEX SRT プレゼンテーション	7階セミナー会議室(D71-09)	20名様

※デモ装置の導入は未定です

※デモンストレーションには共同研職員も立ち会います

＜申し込み方法＞締切り: 令和3年7月21日(水)

1) 所属、2) 氏名、3) 連絡先(内線)、4) メールアドレス、5) 希望日時を上記の①～⑥の中から選び、お申し込みください。③、④は先着順各1組とさせていただきます。

この機会に最新型セルソーターCytoFLEX SRTを、ぜひお試しください！

参加申込・問い合わせ窓口

ラボ・ソリューション株式会社 山内 敏郎

e-mail t-yamauchi@lab-solution.co.jp

問い合わせ窓口

共同研究実習センター トマ(内線3797)、山崎(内線3794)

参加申込・メーカー問い合わせ窓口

ベックマン・コールター株式会社 明石 英明

e-mail HAKASHI@beckman.com