

3) 呼吸器材料の採取法

(2) 良質痰と不良痰

膿性部分を多く含むP2、P3は微生物検査に適する良質痰である。一方、唾液成分がほとんどであるM1、M2は微生物検査に適さない不良痰である。

検査材料は検査室に提出する前に必ず肉眼で観察し、微生物検査に適しているか否かを主治医が判定する。

表 喀出痰の肉眼的評価法

(Miller & Jones 分類)

分類	喀出痰の性状
M1	唾液, 完全な粘性痰
M2	粘性痰の中に少量の膿性痰を含む
P1	膿性部分が全体の1/3以下の痰
P2	膿性部分が全体の1/3~2/3の痰
P3	膿性部分が全体の2/3以上の痰

